

Il programma eccezionalmente sicuro ed efficace per la perdita di peso che ti aiuta a cambiare le abitudini dall'interno

Che cos'è il Programma Allurion?

Un programma per la perdita di peso della durata di 6 mesi costruito attorno al Palloncino Allurion, un dispositivo innovativo per la perdita di peso.

Che cos'è il Palloncino Allurion?

Il Palloncino Allurion è un palloncino morbido che viene posizionato all'interno del tuo stomaco. È il primo palloncino intragastrico a non richiedere procedure chirurgiche, endoscopia o anestesia per il posizionamento o la rimozione.*

Il palloncino viene posizionato durante una seduta ambulatoriale di 15 minuti. Dopo circa 16 settimane il palloncino si svuota e viene espulso in modo naturale.

Come funziona il Palloncino Allurion?

Occupando spazio all'interno dello stomaco, il palloncino permette di ottenere una perdita di peso aumentando il senso di sazietà, ritardando lo svuotamento gastrico e riducendo la quantità di cibo consumata a ogni pasto.¹



Quanto peso posso perdere con il Programma Allurion?

Dopo circa 16 settimane di trattamento con il Programma Allurion,** i pazienti perdono in media il 10-15% del proprio peso corporeo totale.^{1,2}

Cosa accade il giorno del posizionamento?

Il paziente ingerisce una capsula contenente il palloncino sgonfio insieme a un tubicino sottile. Una volta verificata la presenza del palloncino all'interno dello stomaco con una radiografia, il palloncino viene riempito con 550 ml di acqua attraverso il catetere. Una seconda radiografia ne confermerà il corretto riempimento. La procedura di inserimento viene eseguita durante una seduta ambulatoriale della durata di 15 minuti.



È facile da ingerire?

Quasi il 100% delle persone è in grado di ingerire il Palloncino Allurion. In caso di difficoltà a ingerire autonomamente la capsula contenente il palloncino, il tuo medico potrà assisterti irrigidendo delicatamente il catetere mediante l'inserimento di un sottile filo metallico.



Quali sono i possibili effetti collaterali in seguito all'inserimento del palloncino?

Alcuni soggetti accusano nausea, crampi addominali e occasionalmente vomito dopo l'inserimento del palloncino. Nella maggior parte dei casi questi sintomi sono facilmente controllabili con i farmaci comunemente prescritti.

Quanto tempo occorre per tornare alle normali attività quotidiane dopo il posizionamento?

Dopo aver ricevuto l'approvazione del medico, la maggior parte delle persone torna a svolgere le normali attività entro uno o due giorni, anche se alcuni possono talvolta manifestare effetti collaterali per più tempo. Potrebbe essere opportuno, in via precauzionale, rimanere a casa dal lavoro alcuni giorni dopo la procedura oppure scegliere di farsi posizionare il palloncino di venerdì per avere davanti il fine settimana.

Quali sono le restrizioni alimentari?



Ci sono alcune raccomandazioni dietetiche specifiche da osservare prima del posizionamento e per la prima settimana successiva al posizionamento mentre ti adatti al palloncino.

Le settimane successive al posizionamento sono il momento ideale per cominciare

a modificare il tuo modo di mangiare. Non hai bisogno di apportare grandi cambiamenti per cominciare subito a mangiare in modo più sano, è preferibile stabilire dei piccoli obiettivi e cambiare le proprie abitudini poco alla volta.

Come viene rimosso il palloncino?

Dopo circa 16 settimane di permanenza nello stomaco, una valvola di rilascio temporizzata si aprirà per consentire lo svuotamento del palloncino e l'espulsione in modo naturale attraverso il tratto gastrointestinale, senza bisogno di ricorrere a procedure di rimozione.*

Cosa succede dopo che il palloncino è stato espulso?

Una volta espulso il palloncino, il Programma Allurion e l'assistenza da parte del personale medico proseguiranno per un mese. Al termine del Programma Allurion, continuerai a seguire le abitudini che hai acquisito e che ti consentono di avere uno stile di vita sano. Uno studio clinico ha dimostrato che il 95% della perdita di peso media ottenuta con il Palloncino Allurion può essere mantenuto al follow-up a 1 anno.³

Posso fare attività fisica con il palloncino posizionato? Ne avvertirò la presenza?

Alcuni pazienti avvertono la presenza del palloncino all'inizio del proprio percorso, ma il più delle volte si abituano ad esso e si dimenticano della sua presenza.



1. Ienca et al. *Obes Surg.* 2020 Apr, 30, pg 3354-3362
2. Vantanasiri et al. *Obes Surg.* 2020, 30, pg 3341-3346
3. Ienca et al. Abstract accepted at TOS Congress 2020
*I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.
**In casi rari, la rimozione del Palloncino Allurion può richiedere una procedura endoscopica o chirurgica.

Il Palloncino Allurion deve essere utilizzato nell'ambito di un programma assistito volto alla modifica delle abitudini e dei comportamenti alimentari. Allurion consiglia un programma assistito della durata di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.

© 2021 Allurion Technologies Inc., Tutti i diritti riservati.